

Casos en los que la barrera cutánea convexa suave puede mejorar el ajuste

Caso 1: Hernia paraestomal con estomas a ras¹

Una hernia paraestomal puede crear un bulto en el abdomen. Cuando se indica la convexidad, una barrera convexa rígida puede ocasionar daños relacionados con la presión de la piel.

Una solución adecuada puede ser el uso de una barrera convexa suave y flexible.



Caso 2: Abdomen firme con lesión ocasionada por presión debido al uso de convexidad rígida y firme^{2,4}

Las úlceras de presión pueden ocurrir con mayor probabilidad cuando se presiona una barrera cutánea firme contra la piel por un período prolongado, especialmente cuando se agrega un cinturón para ostomía.

Una barrera cutánea suave y flexible puede proporcionar el encaje adecuado y a la vez eliminar la causa de la presión.



Caso 3: Estoma ubicado en un pliegue³

Las barreras convexas rígidas pueden no adaptarse al contorno abdominal y "salirse" cuando se utilizan en una zona de pliegue.

Una solución adecuada puede ser el uso de una barrera convexa suave y flexible.



Caso 4: Estoma ubicado en pliegues abdominales^{2,3}

Los pliegues abdominales pueden comprometer el sellado de la barrera. Una forma convexa puede mejorar el encaje de la barrera.

La barrera convexa suave y flexible puede coincidir con la profundidad correcta de los pliegues, acomodarse al contorno abdominal y ejercer una menor presión periestomal.



Caso 5: Altura del estoma inferior a 20 mm (2 cm)³

Los estomas que no sobresalgan de la piel pueden causar problemas de fugas bajo la barrera cutánea.

Una barrera cutánea suave y flexible puede proporcionar la profundidad adecuada de la convexidad para ayudar con la protuberancia del estoma.



Caso 6: Estoma de postoperatorio inmediato con un abdomen distendido firme y lumen descentrado en riesgo de separación mucocutánea^{2,5}

Una separación mucocutánea puede ocurrir como resultado de una curación pobre, infección o tensión excesiva en la unión mucocutánea.

Una barrera cutánea suave y flexible puede ayudar a lograr un encaje correcto con menor presión en la base del estoma.



Caso 7: Estoma doble³

El extremo distal (flecha) de un estoma doble puede descargar mucosidades que pueden debilitar la barrera cutánea.

Una barrera cutánea suave y flexible puede ayudar a lograr un encaje correcto con menos presión alrededor del estoma para minimizar el debilitamiento.



Caso 8: Pioderma gangrenoso^{2,4}

El daño en la piel periestomal puede causar y agravar una úlcera con pioderma gangrenoso. Se deben realizar esfuerzos para aliviar la presión y fricción.

Una barrera cutánea suave y flexible puede reducir la cantidad de presión ejercida a la piel periestomal.



Casos en los que la barrera cutánea convexa suave puede mejorar el ajuste

Referencia:

- 1 Turnbull, G. The Ostomy Files: Parastomal Hernia *Ostomy Wound Management* Volume 49- Issue 11 – November 2003
- 2 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (eds.). (2004). *Fecal & Urinary Diversions: Management Principles*. Capítulos 12 y 14. St. Louis, MO: Elsevier Mosby
- 3 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carvel (eds.). (2015). *WOCN® Society Core Curriculum Ostomy Management*. Capítulo 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 4 J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management* p 181, 186. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2016
- 5 External Stoma and Peristomal Complications following Radical Cystectomy and Ileal Conduit Diversion: A Systematic Review - Szymanski, K.M., St-Cyr, D., Alam, T., Kassouf, W. *WOCN® Society Core Curriculum Ostomy Management*. p. 192. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 2010

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE. UU., llame al **1.888.808.7456**. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.



Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400